


## FICHE PRODUIT

### VISIÈRE DE COMPLÉMENT DE PROTECTION



#### Résumé :

La visière développée par ID Composite dans le contexte de pénurie vise à renforcer la protection individuelle contre le COVID-19 (projections de micro-gouttelettes), placé par-dessus un masque.



<b>Description/Utilisation</b>	Visière de protection faciale individuelle Transparent, souple et robuste Compatible avec port de lunettes, masque, charlotte Réutilisable, nettoyable via détergent
<b>Mise en garde</b>	Ne remplace ni les mesures barrières, ni le port de masques et autres équipements de protection pour les professionnels de santé <a href="https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-informations-pour-les-etablissements-et-les-professionnels-de-sante">https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-informations-pour-les-etablissements-et-les-professionnels-de-sante</a>
<b>Taille</b>	Unique
<b>Fabrication</b>	Bandeau frontal et visière en PET Elastique d'attache (élastique de bureau)
<b>Conseils d'entretien</b>	Procédure de désinfection identique à celle des lunettes de protection Désinfection avec un virucide NF EN 14476 recommandée (immersion complète dans un bac de décontamination 15 min, puis séchage après chaque utilisation).
<b>Informations complémentaires</b>	Le modèle de visière n'a pas pour objectif de remplacer les dispositifs certifiés et conformes aux recommandations habituelles, qui doivent être privilégiées lorsque cela est possible. La fabrication, la fourniture, et l'utilisation de ce dispositif n'engagent pas la responsabilité d'ID Composite. Les utilisateurs en sont les seuls responsables.

Note : Ce modèle n'est pas adapté au bloc opératoire ni en condition stérile stricte. Il est actuellement largement utilisé dans différentes structures de soins en Bretagne.